


Индикаторные электроды
модель ИЭ КФ14-85

ПАСПОРТ




общая информация

1.1 Индикаторные электроды ИЭ КФ14-85 применяются для потенциометрической или амперометрической индикации точки конца титрования в среде реактива Фишера.



технические характеристики

- 2.1 Рабочий диапазон..... 0 - 2000 мВ / 0 - 200 мкА
- 2.2 Температурный диапазон..... 0-80 С
- 2.3 Напряжение смещения..... 27 мВ
- 2.4 Сопротивление изоляции..... 20 МОм
- 2.5 Разъем подключения, штекер BNC..... Solderless MCI-7101a
- 2.6 Кривая титрования
 - I поляризации..... 30 мкА
 - I генерации..... 300 мА



2.7 Скорость перемешивания..... 900 об/мин

техническое обслуживание

3.1 Все виды ремонтных работ производятся изготовителем.

гарантийные обязательства

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации электрода 5 лет с момента поставки Заказчику.
- 4.2 При обнаружении дефектов, Заказчиком составляется рекламационный акт, который высылается организации-продавцу, либо непосредственно изготовителю.

свидетельство о приемке

5.1 модель ИЭ КФ14-85 соответствует аналогу PT electrode 5264 фирмы GRISON

заводской номер

Дата продажи " " 20... г.

Зав. Лабораторией

Штамп ОТК